



**Cena:** Cena przez telefon

### **Technologia IPL**

IPL jest skrótem wyrażenia Intense Pulsed Light. Jest to światło impulsowe, emitowane przez wysokoenergetyczne lampy ksenonowe. Właściwością ksenonu jest emitowanie światła białego, a więc szerokopasmowego, obejmującego wszystkie długości fal. To białe światło jest ograniczane do tzw. spektrum długości fal za pomocą specjalnych filtrów. Urządzenia emitujące światło posiadają możliwość dokładnej regulacji za pomocą profili parametrów, zmiennych w zakresie czasu trwania impulsu i sekwencji impulsów, co umożliwia trwałe usuwanie owłosienia i różnorodne zabiegi lecznicze na skórze, między innymi fotoodmładzanie, usuwanie przebarwień, leczenie trądziku oraz laserowe zamykanie naczynek.

### **Możliwości zastosowania skinPULSE**

- Trwałe usuwanie owłosienia fotoepilacja,
- Terapia rozszerzonych naczynek krwionośnych i trądziku różowatego
- Poprawa wyglądu skóry, fotoodmładzanie terapia płytkich zmarszczek
- Usuwanie przebarwień
- Leczenie trądziku

### **skinPULSE 700 - Stacjonarne urządzenie IPL**

Zaawansowany technicznie sprzęt skinPULSE 700 jest wielozadaniowym urządzeniem, wykazującym znaczną mobilność podczas zabiegu. Nadaje się do codziennego użytkowania i może służyć jako dodatkowe wyposażenie już istniejącego salonu zabiegowego. Nadaje się dla użytkownika, zamierzającego specjalizować się w trwałym usuwaniu owłosienia i zabiegach kosmetycznych, poprawiających wygląd skóry oraz planującego samodzielną działalność w tym zakresie. Dostępny również jako urządzenie stołowe.

Prosta obsługa za pomocą 8,4 – calowego monitora kolorowego. 5 filtrów, których wymiana następuje za pomocą zmiany karty chipowej umożliwiają usuwanie owłosienia i różne zabiegi kosmetyczne. Podział pojedynczego impulsu na podimpulsy w liczbie 1 – 15. Do wybrania prosty lub profesjonalny tryb pracy. Aktywne chłodzenie powierzchni skóry, ustawiane w granicach od – 4 °C do + 10 °C



## Dane techniczne

Model	skinPULSE 700
Typ urządzenia	IPL (Intense Pulsed Light)
Źródło światła	Lampa ksenonowa
Aktywne chłodzenie skóry	od - 4 °C do + 10 °C
Spektrum długości fal	410 – 950 nm
Dopasowanie długości fal	5 filtrów – karty chipowe
Tryb Multi – Plus IPL	1 – 15 – krotny impuls
Prędkość IPL	Sekwencja impulsów od od 1,5 s.
Czas trwania impulsu IPL	2 – 20 ms
Przerwa pomiędzy impulsami IPL	5 – 50 ms
Moc IPL	10 – 60 J / cm <sup>2</sup>
Powierzchnia zabiegu	12 x 35 mm
Wielkość (D x S x W)	64x 57x 125
Czas żywotności lampy	50 000 impulsów
Obsługa	Monitor 8,4 – calowy, kolorowy, dotykowy
Języki	11 (również Polski)
Chłodzenie urządzenia	Termoelektryczne / woda destylowana / wentylacja
Ciężar	37 kg
Certyfikaty	Certyfikat CE, Medical Device wydany przez TÜV Rheinland

### Filtr wymienny:

- 420 – 950 nm terapia trądziku (opcjonalnie)
- 480 – 950 nm terapia trądziku przy ciemnym typie skóry (opcjonalnie)
- 510 – 950 nm zaburzenia pigmentacji, plamy starcze
- 560 – 950 nm poprawienie wyglądu skóry, spłykanie zmarszczek
- 585 – 950 nm terapia pękających i rozszerzonych naczynek, trądziku różowatego (opcjonalnie)
- 610– 950 nm terapia pękających i rozszerzonych naczynek, trądziku różowatego przy jasnej karnacji
- 640 – 950 nm trwałe usuwanie owłosienia – średnie typy skóry
- 690 – 950 nm trwałe usuwanie owłosienia – ciemne typy skóry (opcjonalnie)

### Zakres dostawy:

- 1 x urządzenie IPL skinPULSE 700
- 1 x aplikator ręczny + 5 filtrów – karty chipowe
- 2 x okulary ochronne
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x instrukcja przeprowadzania zabiegu

**W cenie urządzenia oferujemy:**

- 2 letnią gwarancję.
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
- Akcesoria niezbędne do pracy ( filtry,okulary,gel,materiały reklamowe)
- bezpłatne szkolenie w Centrum Cosmabelle prowadzone przez wykwalifikowanego międzynarodowego instruktora - Eksperta Kosmetologii,
- Międzynarodowy Certyfikat upoważniający do wykonywania zabiegów laserowych na całym świecie.
- Stałe, bezpłatne konsultacje dotyczące wszystkich aspektów związanych z wykonywaniem zabiegów laserowych
- Bezpłatne uczestnictwo w Międzynarodowych seminariach organizowanych przez Centrum Cosmabelle na terenie Polski.

**System filtrów wymiennych**

System ten pozwala na wymianę filtrów z bocznej strony aplikatora urządzenia. Nie jest już konieczna wymiana całego aplikatora, typowa dla wcześniejszych technologii. W ten sposób uzyskuje się znaczne oszczędności kosztów i czasu. Nieskomplikowana wymiana filtra pozwala na szybkie dostosowanie odpowiedniego spektrum, właściwego dla określonego zastosowania. Filtry mają format zbliżony do karty kredytowej, a jeżeli są należycie pielęgnowane, nie ulegają zużyciu.